

**Recomendações de embalagens
para o transporte de Imunoglobulina Anti-D (Rh)**

KamRho-D I.M – Frasco Ampola 2 ml

O produto KamRho-D deve ser conservado a uma temperatura de 2 à 8° C. Nunca deve ser congelado.

Para atendermos esta exigência durante o transporte, devemos seguir o seguinte procedimento:

- 1 – Transporte com duração de até 48 horas utilizando-se caixas de isopor de 44 litros parede dupla:
 - Quantidade de produtos a ser colocada na caixa – 120 frascos;
 - Quantidade de gelo reciclável – 6 litros;
 - Quantidade de manta térmica temperatura ambiente – 2 mantas
- 2 – Transporte com duração de até 48 horas em caixas de isopor com outros volumes internos:
 - Quantidade de produtos a ser colocado na caixa – manter a proporção máxima de 3 frascos para cada litro de capacidade interna da caixa;
 - Quantidade de gelo reciclável – manter a proporção de 1 litro de gelo para cada 7,5 litros de capacidade interna da caixa;

Observações: O gelo reciclável deverá estar sempre a uma temperatura máxima de - 20° C +/- 5° C (-15°C à -25°C) para que o processo de conservação do produto (2 à 8° C) seja eficaz durante o transporte. Quanto à disposição do produto, da manta térmica e do gelo reciclável dentro da caixa, sugerimos a colocação do produto no centro da mesma, envolvidos pela manta térmica e as barras de gelo ao redor.

Dr. Ricardo Wolff
Farmacêutico Responsável
CRF-SP 25989

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Sr. Ricardo Wolff pelos telefones (11) 4522-7165 ou 4586-5117.